



Descripción del Producto

LoFric® Hydro-Kit™, sonda urinaria hidrofílica de un solo uso, con solución salina para activación instantánea, diseñado para cateterismo urinario intermitente.

Esterilización y vida útil

Esterilizada por radiación. Utilizar antes de la fecha de caducidad en el envase.

Envase

60 sondas por caja de transporte (contiene 2 cajas de 30u.).

Composición del material

Recubrimiento de la superficie hidrofílica: Polivinilpirrolidona (PVP).

Sonda: Elastómero a base de poliolefinas (POBE).

Sobre de la solución salina: Lámina de tereftalato de polietileno (PET), aluminio y polietileno. Agua estéril con cloruro de sodio (NaCl).

Envase del artículo: Polietilenobutilacrilato (EBA).

Referencias

Referencia	Artículo	Longitud	Tamaño
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Packaging fácil de utilizar, con apertura superior o lateral.



Referencias

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

En Wellspect desarrollamos soluciones innovadoras para el cuidado de la continencia que mejoran la calidad de vida de las personas con problemas de vejiga e intestino. Inspiramos a nuestros usuarios para que adquieran confianza en sí mismos e independencia, así como buena salud y bienestar. Llevamos más de 40 años liderando el sector con nuestras marcas de productos LoFric® y Navina™. Siempre tratamos de minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y nos esforzamos apasionadamente por conseguir la neutralidad climática. Trabajamos junto con los usuarios y los profesionales sanitarios para mejorar los resultados clínicos de forma sostenible, ahora y en el futuro.

Wellspect. A Real Difference.

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite [Wellspect.es](https://www.wellspect.es).

Únase a la conversación en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

wellspect.es

Wellspect HealthCare, Plaza d'Europa, 31, Planta Baja, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España.
Teléfono: +34 932 643 566. www.wellspect.es

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only