

MANUAL USUARIO  
PARA PROFESIONAL  
SANITARIO



# CONTENIDO

<b>1. ¿QUÉ ES HIGEA?</b> .....	4
<b>2. COMO ACCEDER</b> .....	4
<b>3. PANTALLA DE INICIO</b> .....	5
<b>4. REGISTRAR UN PACIENTE</b> .....	7
<b>5. SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE</b> .....	9
<b>5.1. Datos del paciente</b> .....	10
<b>5.2. Objetivos</b> .....	10
<b>5.3. Mensajería</b> .....	11
<b>5.4. Material educativo</b> .....	11
<b>5.5. Seguimiento del paciente</b> .....	12
<b>5.5.1. Seguimiento diario de defecación</b> .....	12
<b>5.5.2. Seguimiento diario de micción</b> .....	13
<b>5.5.3. Registro de síntomas</b> .....	14
<b>5.5.4. Cuestionarios</b> .....	14
<b>5.6. Añadir visita</b> .....	15
<b>5.7. Ver informes</b> .....	16
<b>6. MI PERFIL</b> .....	18
<b>7. FAQS</b> .....	18
<b>8. AYUDA</b> .....	19

# 1. ¿QUÉ ES HIGEA?

Higea es una **solución digital para acompañar y empoderar a los pacientes con alteraciones de la continencia**, que ha sido diseñada en colaboración con pacientes y profesionales sanitarios referentes en España.

**El Cateterismo Intermitente Limpio y la Irrigación Transanal**, son terapias dirigidas a pacientes con alteraciones de la continencia que requieren, en primer lugar, una educación personalizada para asegurar que los usuarios de los dispositivos y/o sus cuidadores puedan realizar la técnica correctamente de forma autónoma; y, en segundo lugar, seguimiento frecuente del profesional para motivar la adopción de la terapia en su vida diaria y lograr el resultado terapéutico.

Higea está compuesta por:

- una aplicación móvil dirigida a los pacientes y sus cuidadores,
- y una plataforma web dirigida a enfermeras para realizar el seguimiento y gestión de éstos.

Este manual pretende **ayudar a los profesionales sanitarios (PS) a utilizar el portal web de HIGEA**. Se trata de una guía rápida que les ayudará a entender cómo funciona el portal y cómo usar las principales funcionalidades del mismo.

## 2. COMO ACCEDER

Acceso al portal web a través de esta URL:





Imagen 1.  
Login

Para obtener las credenciales de acceso, los PS deben primero registrarse seleccionando la opción “**Registrarme como profesional**”, donde deberán completar sus datos de perfil.



Una vez registrado, se validará primero su usuario y seguidamente **recibirá un correo electrónico de confirmación de su validación** junto a las credenciales para acceder a la plataforma.

Imagen 2. Registro de profesional sanitario

### 3. PANTALLA DE INICIO

En la pantalla de inicio podrá visualizar **algunas métricas**, el **listado de pacientes gestionados** y el **panel de avisos**.

Nombre	ID	Patología
Pablo López	TEST_02	Espina bifida
Blanca Contreras Repiso	TEST_01	Esclerosis Múltiple

Imagen 3. Pantalla de inicio

En la parte superior derecha del panel, encontrará 3 métricas: **cantidad de pacientes gestionados**, **número de objetivos asignados** a sus pacientes y si tiene **mensajes pendientes**.



3 Pacientes	2 Objetivos	0 Mensajes pendientes
----------------	----------------	--------------------------

Imagen 4. Métricas del panel

También puede acceder al listado de sus pacientes presionando sobre el botón “**Pacientes**”.

En la parte superior izquierda del panel, se muestra el **listado de pacientes**. Puede ver más pacientes moviéndose a la derecha con las flechas.



También puede crear un nuevo presionando en el botón "Nuevo".

Pacientes			<a href="#">+ Nuevo</a>
Nombre	ID	Patología	
Pablo López	TEST_02	Espina bífida	
Blanca Contreras Repiso	TEST_01	Esclerosis Múltiple	

Imagen 5. Vista listado de pacientes del panel

En la parte inferior de la pantalla de inicio encontrará el **panel de avisos**, el cual muestra una vista de semanal o mensual de todos los eventos que haya generado el paciente y las citas que usted haya creado.

Panel de avisos

Hoy Atrás Siguiente

Febrero 20 - 26

Mes Semana

Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.
20	21	22	23	24	25	26

Mostrar todo \*

**Cuestionario de salud completado**

Control de la vejiga

Fecha: Febrero 22, 2023 [Creado](#)

Blanca TEST\_01

**Evento o cita**

Test

Fecha: Febrero 22, 2023  
Hora: 19:00 h [Creado](#)

Imagen 6. Panel de avisos

En esta sección, se muestran los siguientes eventos: **nuevo diario miccional / fecal registrado, cuestionario de salud completado, módulo formativo completado, síntoma registrado, evento/cita en el calendario.**

Mostrar todo \*

**Cuestionario de salud completado**

Control de la vejiga

Fecha: Febrero 22, 2023

Blanca TEST\_01

**Evento o cita**

Test

Fecha: Febrero 22, 2023  
Hora: 19:00 h

# 4. REGISTRAR UN PACIENTE

Desde la pantalla de inicio, puede registrar a un nuevo paciente, seleccionando el botón “Nuevo paciente”.



El formulario de registro incluye **datos personales** y **clínicos** del paciente.

The screenshot shows the 'Nuevo paciente' form with the 'Datos generales' tab selected. The form includes the following fields:

- ID interno: Text input field.
- Fecha de registro: Date picker showing 23/02/2023.
- Nombre \*: Text input field.
- Apellidos \*: Text input field.
- Sexo \*: Dropdown menu with 'Mujer' selected.
- Fecha de nacimiento: Date picker showing 23/02/2023.
- Teléfono de contacto: Text input field.
- Teléfono móvil: Text input field.
- Ciudad: Text input field.
- Comunidad autónoma: Dropdown menu.
- Provincia: Dropdown menu.
- Código postal: Text input field.
- País: Text input field.

Imagen 7. Datos generales del registro de paciente

The screenshot shows the 'Nuevo paciente' form with the 'Datos clínicos' tab selected. The form includes the following fields:

- Condición \*: Dropdown menu.
- Fecha de diagnóstico: Date picker showing 23/02/2023.
- Problema \*: Radio buttons for 'Disfunción fecal' and 'Disfunción vesical'.
- Tratamiento actual \*: Radio buttons for 'CIL' and 'ITA'.
- Marca: Text input field.
- Dieta: Text input field.
- Fármacos: Text input field.

Imagen 8. Datos clínicos del registro de paciente




Imagen 9. Notas internas del registro de paciente

Para completar el registro, recuerde que el paciente debe **firmar el consentimiento informado** para que se puedan usar sus datos personales y clínicos para el seguimiento de su tratamiento.





Imagen 10. Aceptación de consentimiento informado firmado

Puede descargar el documento presionando el botón "**Descargar consentimiento**".



# 5. SEGUIMIENTO DE UN PACIENTE

Una vez registrado el paciente, puede **hacer su seguimiento** accediendo a su ficha **mediante el botón de visualizar**, en forma de ojo.



**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Listado de pacientes

Buscar ... Nuevo

Nombre ↑	Email	Fecha de alta	Notificaciones	Acciones
Blanca Contreras Repiso	blancacontreras.pulso@gmail.com	15/11/2022	🔔	👁️ ⌵
Blanca Contreras Repiso	b.lancacontr92@gmail.com	01/12/2022	🔔	👁️ ⌵
Pablo López	blanca.contreras.pulso@gmail.com	16/11/2022	🔔	👁️ ⌵

Resultados por página 10 < >

Imagen 11. Listado de pacientes

**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Paciente Blanca Contreras Repiso

**Datos generales**

Blanca Contreras Repiso  
Edad: 46 años  
Telf: 671185663  
e-mail: blanca.contr92@gmail.com

Diagnóstico: Esclerosis Múltiple  
Problema: Disfunción fecal, Disfunción vesical  
Estatus: ★★★★★

Tratamiento actual  
CIL, Marca:  
ITA, Marca:  
Dieta: Mediterranea  
Fármacos: Ninguno

[Detalles](#)

**Objetivos**

Número de sondajes  
Realizar un sondaje cada 6 horas

**Mensajería**

Blanca Contreras Repiso  
Hola doctor

Hola Blanca  
Hola Blanca test  
Hola

Tu texto...

**Material educativo**

Módulo 2 Intestinal - Irrigación transanal Pendiente


**Seguimiento del paciente**

Seguimiento diario de defecación  
23/2/23 Acceder


Imagen 12. Ficha de paciente

## 5.1. Datos del paciente

En la parte superior izquierda, la sección “**Datos del paciente**” permite visualizar un resumen de los datos más relevantes del paciente.



Datos generales



Blanca Contreras Repiso  
Edad: 46 años  
Telf: 671185663  
e-mail: blanca.contr92@gmail.com

Diagnóstico: Esclerosis Múltiple  
Problema: Disfunción fecal, Disfunción vesical  
Estatus: ★★★★★

Tratamiento actual  
CIL, Marca:  
ITA, Marca:  
Dieta: Mediterranea  
Fármacos: Ninguno


Detalles

Imagen 13. Datos generales del paciente


## 5.2. Objetivos

En la parte superior central, puede visualizar **los objetivos asignados al paciente**.

Para asignar un nuevo objetivo, debe seleccionar el botón “**Ver/Asignar objetivos**”.




Objetivos



- Número de sondajes  
Realizar un sondaje cada 6 horas
- Técnica del cateterismo  
Conseguir la técnica correcta

Imagen 14. Objetivos asignados al paciente

En el **listado de objetivos**, busque el objetivo en particular y **asígnelo al paciente presionando el botón +**.



Higea Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

Paciente Blanca Contreras Repiso

Volver al paciente

Ver/Asignar objetivos

Listado de objetivos

Objetivos asignados al paciente \*

Objetivo ↓	Acciones
Realizar un sondaje cada 6 horas	
Conseguir la técnica correcta	+

Resultados por página: < >

Imagen 15. Asignación de objetivos al paciente

Una vez asignado un objetivo, este se visualizará en el lado derecho de la pantalla, así como en la ficha del paciente. También puede indicar cuando **un paciente ha cumplido alguno de los objetivos activando la casilla** .



Objetivos asignados al paciente \*

Realizar un sondaje cada 6 horas

Imagen 16. Marcar un objetivo como cumplido

El paciente también **podrá visualizar los objetivos** que le haya asignado **en la aplicación móvil**.

## 5.3. Mensajería

Puede **comunicarse con el paciente por chat** mediante la sección “**Mensajería**”, en la parte superior derecha.

 Aquí podrá visualizar los mensajes enviados por el paciente a través de la aplicación como responder y escribir mensajes.




Imagen 17. Mensajería con el paciente

## 5.4. Material educativo

En Higea puede encontrar multitud de contenido educativo para acompañar al paciente en la gestión de su patología, información correspondiente a la anatomía, a la realización de la técnica y otros consejos. Todo el contenido educativo **está estructurado en módulos**, con artículos, videos y ejercicios que ayudarán al paciente a validar que ha adquirido correctamente los conocimientos de su condición y su tratamiento.

Desde la ficha del paciente, puede **ver el progreso de los módulos que han sido asignados**, indicando si están completos o pendientes.




Imagen 18. Material educativo asignado al paciente

Para asignar material educativo al paciente, debe seleccionar el botón “**Asignar nuevo aprendizaje**”.







Imagen 19. Asignación de material educativo

En la pantalla anterior, puede visualizar los **diferentes módulos de material educativo disponibles** en Higea, así como su contenido, **presionando el botón** .



 Si hay algún contenido ya asignado que desea eliminar, puede hacerlo seleccionando el contenido y presionando el botón "Eliminar".



**Imagen 20.** Visualización de contenido educativo

## 5.5. Seguimiento del paciente



**Imagen 21.** Seguimiento del paciente

En la parte inferior central de la ficha del paciente, puede acceder a **diferentes informes de seguimiento del paciente**:

-  Seguimiento diario de defecación
-  Seguimiento diario de micción
-  Registro de síntomas
-  Cuestionarios

### 5.5.1. Seguimiento diario de defecación

Aquí puede **realizar un seguimiento de los diarios fecales** que vaya registrando el paciente desde la aplicación móvil. Se irán mostrando por filas todos los diarios registrados, incluyendo información de:

- Número de intentos
- Eficacia
- Cantidad
- Pérdidas
- Consistencia de las heces
- Alimentación
- Si usa laxantes
- Si tiene gases
- Imagen si ha sido subida por el propio paciente
- Observaciones del paciente

**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil 📧 🔔 👤

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Paciente Blanca Contreras Repiso

[Volver al paciente](#)

Seguimiento diario de defecación

Filtros

Desde  Hasta

Limpiar filtros [Aplicar](#)

Fecha y hora ↓	Intentos	Eficacia	Cantidad	Pérdidas	Consistencia heces	Alimentación	Laxante	Gases	Imagen	Observaciones
23/02/2023, 15:00	2	1	Mucha	2	Tipo 6		No	Sí		

Resultados por página  < >

**Imagen 22.** Seguimiento del diario fecal

## 5.5.2. Seguimiento diario de micción

Aquí puede **realizar un seguimiento de los diarios miccionales** que vaya registrando el paciente desde la aplicación móvil. Se irán mostrando por filas todos los diarios registrados, incluyendo información de:

- Bebida consumida
- Nivel de urgencia
- Imagen si ha sido subida por el propio paciente
- Alimentación
- Si ha tenido pérdidas y de qué tipo
- Observaciones del paciente
- Vaciado orinado o sondado

**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil 📧 🔔 👤

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Paciente Blanca Contreras Repiso

[Volver al paciente](#)

Seguimiento diario de micción

Filtros

Desde  Hasta

Limpiar filtros [Aplicar](#)

Fecha	Bebida		Alimentación		Vaciado		Urgencia	Pérdidas		Imagen	Obs.
	Tipo	Cantidad	Tipo	Cantidad de agua	Orinado	Sondado	0-4	Respuesta	Tipo		
23/02/2023 17:00 h	Agua	150 ml	Frutas	88.20 ml	100 ml		1	No			

Resultados por página  < >

**Imagen 23.** Seguimiento del diario miccional

### 5.5.3. Registro de síntomas

Aquí puede realizar un **seguimiento de los síntomas** registrados por el paciente en la aplicación móvil.

**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

Paciente Blanca Contreras Repiso [Volver al paciente](#)

Síntomas [Volver al paciente](#)

dd/mm/aaaa

Nombre	Fecha de creación ↓
Diarrea	30/12/2022
Dolor en el paso de las heces	30/12/2022
Partículas visibles en la orina	07/12/2022
Diarrea	07/12/2022
Otro	07/12/2022
Dolor en el paso de las heces	30/11/2022
Otro	30/11/2022

Imagen 24. Seguimiento de síntomas

### 5.5.4. Cuestionarios

En la sección de “**Cuestionarios**” puede ver todos los cuestionarios enviados al paciente y el resultado de los mismo.

**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

Paciente Blanca Contreras Repiso [Volver al paciente](#)


Cuestionarios [Asignar nuevo](#)

Fecha	Cuestionario	Puntuación	Estado	Acciones
22/02/2023	Test de severidad de Sandvick	0	Pendiente	
22/02/2023	Control de la vejiga	6 6	Completado	
22/02/2023	Escala de Bristol	2	Completado	

Resultados por página 10 < >

Imagen 25. Seguimiento de cuestionarios

Para visualizar las respuestas del cuestionario, presione el botón , donde podrá ver las respuestas a cada una de las preguntas y el cálculo de la puntuación, así como la interpretación del resultado.



Ver resultado cuestionario

Control de la vejiga

Pregunta	Respuesta	Puntuación
¿Le resulta difícil retener la orina cuando siente la necesidad urgente de orinar?	En absoluto	0
¿En qué medida le molesta?	En absoluto	0
¿Necesita ir al lavabo con demasiada frecuencia durante el día?	Un poco	1
¿En qué medida le molesta?	Un poco	1
¿Necesita ir al lavabo con demasiada frecuencia durante el día?	Bastante	2
¿En qué medida le molesta?	Bastante	2

TOTAL PUNTUACIÓN SÍNTOMAS: 6

TOTAL PUNTUACIÓN MOLESTIAS: 6

RESULTADO SÍNTOMAS: >4: Debería consultar a su médico

RESULTADO MOLESTIAS: 4-6: Sus síntomas le molestan bastante.


Imagen 26. Resultados de un cuestionario

Para asignar nuevos cuestionarios presione el botón **“Asignar nuevo”**. En la plataforma hay registrados hasta un total de 9 cuestionarios disponibles.

1. NBD Score
2. Escala de valoración socio-familiar
3. ICIQ-SF
4. LARS
5. Escala de Oxford
6. Test de Zarit
7. Test de severidad de Sandvick
8. Control de la vejiga
9. Escala de Bristol

## 5.6. Añadir visita

Acceda a la sección **“Calendario de visitas”** para visualizar las citas agendadas y para agendar una nueva visita con el paciente.



**Para crear una nueva cita**, rellene los datos necesarios para crear la visita e indique si ésta será por videoconferencia o no. Luego presione el botón **“Añadir”**.

Paciente Blanca Contreras Repiso

Volver al paciente

Añadir Visita

Fecha de la visita: 23/02/2023

Hora: 18:26

Videoconferencia:  Sí  No

Motivo:

Lugar:

Añadir

Imagen 27. Añadir visita

En la parte inferior de la pantalla podrá ver el **historial de citas agendadas**. Para acceder a una videoconferencia, presione en el link de la cita correspondiente.

Motivo ↓	Lugar	Fecha de la visita	Videoconferencia	Acciones
Videollamada puntual	Videollamada	01/12/2022 10:30 h	<a href="https://meet.jit.si/1-12-2022e522982c-e3f7-4ccd-93b2-ee86a2965db0-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e">https://meet.jit.si/1-12-2022e522982c-e3f7-4ccd-93b2-ee86a2965db0-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e</a>	
Videollamada de seguimiento	Video	17/11/2022 21:00 h	<a href="https://meet.jit.si/17-11-2022492c72af-38f1-41ad-9b1c-a9af7d1c56f6-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e">https://meet.jit.si/17-11-2022492c72af-38f1-41ad-9b1c-a9af7d1c56f6-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e</a>	
Videollamada seguimiento 2	Video	18/11/2022 9:00 h	<a href="https://meet.jit.si/18-11-2022ee4fb413-f878-4bbf-a79b-e1b41d17cd06-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e">https://meet.jit.si/18-11-2022ee4fb413-f878-4bbf-a79b-e1b41d17cd06-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e</a>	
Test	Aquí	22/02/2023 19:00 h		
Test	Test	23/02/2023 18:00 h		
Seguimiento del tratamiento	Videollamada	07/12/2022 20:00 h	<a href="https://meet.jit.si/7-12-202231c8d554-8274-4bcf-a133-b26693ff294e-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e">https://meet.jit.si/7-12-202231c8d554-8274-4bcf-a133-b26693ff294e-58ce11a0-d1ac-4c27-b8fa-dboe79f92e11-8674d968-86ad-4311-a898-2618b235e47e</a>	

Imagen 28. Historial de citas

## 5.7. Ver informes

Acceda a la sección “**Ver informes**” para visualizar las estadísticas generadas de los diarios miccionales, fecales y síntomas del paciente.




Imagen 29. Informe del diario miccional

En la pestaña “**Diario miccional**” podrá visualizar 2 gráficos temporales que indican:

- ← 1) la cantidad de agua diaria ingerida (ya sea por bebidas o alimentos con alta aportación hídrica)
- ← 2) la cantidad diaria de agua de diuresis

En la pestaña “**Diario fecal**” podrá visualiza 2 gráficos temporales que indican: **1)** la cantidad de intentos diarios y **2)** la valoración diaria de la eficacia. Además, podrá visualizar un gráfico de columnas con la cantidad de pérdidas diarias, un gráfico de pastel con información de la consistencia de las heces, y un gráfico de pastel con la cantidad de las heces.




Imagen 30. Informe del diario fecal





Imagen 31. Informe de síntomas

← En la pestaña de “**Síntomas**” podrá visualizar un gráfico temporal en columnas con los síntomas registrados por el paciente.

# 6. MI PERFIL

Aquí **podrá ver sus datos personales y modificarlos** en caso necesario. Desde esta sección, también podrá subir una foto de perfil, presionando sobre la foto.



**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Mi perfil

**Perfil**

**Información general**

**Nombre \*** Blanca **Apellidos \*** Contreras Repiso

**Teléfono \*** 671185663 **Email \*** blancacontr92@gmail.com

**Centro \*** Pulso

**Rol \*** Médico


**Usuario**

**Usuario / email \***

Imagen 32. Mi perfil

# 7. FAQs

En el menú superior encontrará una sección llamada “**FAQs**”, donde podrá visualizar las preguntas frecuentes configuradas y las que el paciente visualizará en la aplicación móvil. Usted no puede editar ni agregar o eliminar preguntas frecuentes.



**Higea** Inicio Pacientes Faqs Mi perfil

Pulso Blanca Contreras Repiso 15/11/22

### Faqs

¿Hasta qué hora se debe tomar líquidos? ^

Lo ideal es reducir la ingesta de líquidos a partir de las 19-20h para evitar la micción nocturna.

¿Cada cuánto hay que hacer las irrigaciones transanales? v

¿Cómo afecta la ovulación en este proceso/tratamiento? v

¿Alimentos que sería conveniente comer? v

¿Alimentos que hay que evitar? v

¿Es conveniente tomar probióticos? v


Imagen 33. FAQs



Si desea añadir o modificar alguna de las preguntas, no dude en **contactar con el equipo de Higea**.

# 8. AYUDA

Finalmente, en la parte superior derecha, puede **pedir ayuda al equipo técnico de Higea** clicando en el botón . Indique su pregunta o requerimiento en el campo de texto y presione el botón “**Enviar**”. Se podrán en contacto con usted lo antes posible.



**¿Necesita ayuda?**

Escriba aquí su consulta:

Cancelar Enviar

Nombre	ID
Pablo López	TEST_02
Blanca Contreras Repiso	fdngbvd

3 Pacientes

2 Objetivos

0 Mensajes pendientes

Panel de avisos

Hoy Atrás Siguiente

Mes Semana

Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

Imagen 34. Ayuda

**Higea** Acompañar  
es avanzar juntos

En Wellspect desarrollamos soluciones innovadoras para el cuidado de la incontinencia que cambian la vida a las personas. Nuestro compromiso es inspirar a los usuarios para que ganen en confianza e independencia, además de en salud y bienestar. Somos líderes del sector desde hace más de 30 años con nuestros productos específicos para el sondaje intermitente y para el manejo de las alteraciones del intestino. Creamos productos fiables y fáciles de utilizar, para tratar la disfunción de la vejiga y el intestino con el mínimo impacto medioambiental posible. Luchamos por conseguir la neutralidad climática y trabajamos codo con codo con los usuarios y los profesionales de la salud, que son la fuente de inspiración constante que nos ayuda a mejorar nuestros productos y servicios de manera sostenible, ahora y en el futuro.

**Wellspect. A real difference.**

[wellspect.es](https://wellspect.es)

